

— ABLYBIO, Help Your Research



# TCF21 (YD36262) Rabbit mAb

货号: **AYD16497**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	20kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,BxPC-3,A-431
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	TCF21 encodes a transcription factor of the basic helix-loop-helix family. The TCF21 product is mesoderm specific, and expressed in embryonic epicardium, mesenchyme-derived tissues of lung, gut, gonad, and both mesenchymal and glomerular epithelial cells in the kidney. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
------	--

基因ID	6943
基因名	TCF21
Swiss	O43680 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43680/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43680/entry</a> )
别名	TCF21 (YD36262),TCF21 (YD36262) Rabbit mAb,TCF21,Capsulin,Class A basic helix-loop-helix protein 23, Epicardin,Podocyte-expressed 1,BHLHA23,POD1

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)