

TCF21 (YD36262) Rabbit mAb

货号: **AYD16497**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	20kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,BxPC-3,A-431
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	TCF21 encodes a transcription factor of the basic helix-loop-helix family. The TCF21 product is mesoderm specific, and expressed in embryonic epicardium, mesenchyme-derived tissues of lung, gut, gonad, and both mesenchymal and glomerular epithelial cells in the kidney. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
基因ID	6943
基因名	TCF21
Swiss	O43680

别名	TCF21 (YD36262)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn