

CCL3 (YD35353) Rabbit mAb

货号: **AYD16553**

产品信息

反应	Human, Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	10kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This locus represents a small inducible cytokine. The encoded protein, also known as macrophage inflammatory protein 1 alpha, plays a role in inflammatory responses through binding to the receptors CCR1, CCR4 and CCR5. Polymorphisms at this locus may be associated with both resistance and susceptibility to infection by human immunodeficiency virus type 1.
基因ID	6348
基因名	CCL3
Swiss	P10147

别名	CCL3 (YD35353)
----	----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn