

— ABLYBIO, Help Your Research



TWEAKR/FN14 (YD35383) Rabbit mAb

货号: **AYD16557**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	FC IP
推荐浓度	
理论分子量	14kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Receptor for TNFSF12/TWEAK (By similarity). Weak inducer of apoptosis in some cell types. Promotes angiogenesis and the proliferation of endothelial cells. May modulate cellular adhesion to matrix proteins
基因ID	3134

基因名	Tnfrsf12a
Swiss	Q9CR75 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9CR75/entry)
别名	TWEAKR/FN14 (YD35383),TWEAKR/FN14 (YD35383) Rabbit mAb,Tnfrsf12a,Fibroblast growth factor-inducible immediate-early response protein 14,Fibroblast growth factor-regulated protein 2,Tweak-receptor,Fgfr p2,Fn14

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)