

— ABLYBIO, Help Your Research



PVRIG/CD112R (YD35397) Rabbit mAb

货号: **AYD16559**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	FC
推荐浓度	
理论分子量	34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Daudi,HeLa(negative)
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Enables phosphatase binding activity and signaling receptor activity. Involved in negative regulation of T cell receptor signaling pathway. Located in plasma membrane.
------	---

基因ID	79037
基因名	PVRIG
Swiss	Q6DKI7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q6DKI7/entry)
别名	PVRIG/CD112R (YD35397),PVRIG/CD112R (YD35397) Rabbit mAb,PVRIG,CD112 receptor,Poliovirus receptor-related immunoglobulin domain-containing protein,C7orf15

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)