

— ABLYBIO, Help Your Research



PLP1 (YD35865) Rabbit mAb

货号: **AYD16589**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Cell membrane; Multi-pass membrane protein
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	PLP1, Plp1
Swiss	P60201 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P60201/entry), P60202 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P60202/entry), P60203 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P60203/entry)
别名	PLP1 (YD35865),PLP1 (YD35865) Rabbit mAb,PLP1,Lipophilin,PLP

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)