

— ABLYBIO, Help Your Research



CCL4 (YD35873) Rabbit mAb

货号: **AYD16592**

产品信息

反应	Human, Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	10kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung,Rat spleen
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a mitogen-inducible monokine and is one of the major HIV-suppressive factors produced by CD8+ T-cells. The encoded protein is secreted and has chemokinetic and inflammatory functions.
------	---

基因ID	388372
基因名	CCL4
Swiss	P13236 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P13236/entry)
别名	CCL4 (YD35873),CCL4 (YD35873) Rabbit mAb,CCL4,G-26 T-lymphocyte-secreted protein,HC21,Lymphocyte activation gene 1 protein,MIP-1-beta(1-69),Macrophage inflammatory protein 1-beta,PAT 744,Protein H400,SIS-gamma,Small-inducible cytokine A4,T-cell activation protein 2,LAG1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)