

— ABLYBIO, Help Your Research



SCARB2 (YD13838) Rabbit mAb

货号: **AYD16616**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	54kDa/54kDa/54kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Lysosome membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Acts as a lysosomal receptor for glucosylceramidase (GBA1) targeting Acts as a lysosomal receptor for glucosylceramidase (GBA1) targeting Acts as a lysosomal receptor for glucosylceramidase (GBA1) targeting
基因ID	950

基因名	SCARB2, Scarb2
Swiss	Q14108 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14108/entry), O35114 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O35114/entry), P27615 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P27615/entry)
别名	SCARB2 (YD13838),SCARB2 (YD13838) Rabbit mAb,SCARB2,85 kDa lysosomal membrane sialoglycoprotein,CD36 antigen-like 2,Lysosome membrane protein II,Scavenger receptor class B member 2,CD36L2,LIMP2,LIMP2II

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)