

# SCARB2 (YD13838) Rabbit mAb

货号: **AYD16616**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	54kDa/54kDa/54kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Lysosome membrane
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Acts as a lysosomal receptor for glucosylceramidase (GBA1) targeting Acts as a lysosomal receptor for glucosylceramidase (GBA1) targeting Acts as a lysosomal receptor for glucosylceramidase (GBA1) targeting
基因ID	950
基因名	SCARB2, Scarb2
Swiss	Q14108, O35114, P27615
别名	SCARB2 (YD13838)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)