

— ABLYBIO, Help Your Research



PLEKHB2 (YD19891) Rabbit mAb

货号: **AYD16622**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,A-549,BxPC-3,A-431
细胞定位	Recycling endosome membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in retrograde transport of recycling endosomes.
基因ID	55041

基因名	PLEKHB2
Swiss	Q96CS7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96CS7/entry)
别名	PLEKHB2 (YD19891), PLEKHB2 (YD19891) Rabbit mAb, PLEKHB2, Evectin-2, EVT2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)