

— ABLYBIO, Help Your Research



CCL1 (YD15714) Rabbit mAb

货号: **AYD16629**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	11kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Cytokine that is chemotactic for monocytes but not for neutrophils. Binds to CCR8
基因ID	6346

基因名	CCL1
Swiss	P22362 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P22362/entry)
别名	CCL1 (YD15714),CCL1 (YD15714) Rabbit mAb,CCL1,Small-inducible cytokine A1,T lymphocyte-secreted protein I-309,SCYA1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)