

# SLCO2B1 (YD18964) Rabbit mAb

货号: **AYD16631**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	77kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse liver
细胞定位	Cell membrane, Basal cell membrane, Basolateral cell membrane, Apical cell membrane
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This locus encodes a member of the organic anion-transporting polypeptide family of membrane proteins . The protein encoded by this locus may function in regulation of placental uptake of sulfated steroids. Alternatively spliced transcript variants have been described.
基因ID	11309
基因名	SLCO2B1
Swiss	O94956
别名	SLCO2B1 (YD18964)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)