

— ABLYBIO, Help Your Research



# FOXP4 (YD34552) Rabbit mAb

货号: **AYD16634**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	73kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Transcriptional repressor that represses lung-specific expression
基因ID	116113

基因名	FOXP4
Swiss	Q8IVH2 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IVH2/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IVH2/entry</a> )
别名	FOXP4 (YD34552),FOXP4 (YD34552) Rabbit mAb,FOXP4,Fork head-related protein-like A,FKHLA

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)