

FOXP4 (YD34552) Rabbit mAb

货号: **AYD16634**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	73kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Transcriptional repressor that represses lung-specific expression
基因ID	116113
基因名	FOXP4
Swiss	Q8IVH2
别名	FOXP4 (YD34552)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn