

— ABLYBIO, Help Your Research



TPTE (YD35018) Rabbit mAb

货号: **AYD16653**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	64kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Could be involved in signal transduction
基因ID	7179

基因名	TPTE
Swiss	P56180 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P56180/entry)
别名	TPTE (YD35018),TPTE (YD35018) Rabbit mAb,TPTE,Cancer/testis antigen 44,Transmembrane phosphatase with tensin homology,Tumor antigen BJ-HCC-5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)