

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD40L (YD34095) Rabbit mAb

货号: **AYD16682**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	FC
推荐浓度	
理论分子量	29kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa, Mouse thymus
细胞定位	Cell membrane, Cell surface, Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is expressed on the surface of T cells. It regulates B cell function by engaging CD40 on the B cell surface. A defect in this gene results in an inability to undergo immunoglobulin class switch and is associated with hyper-IgM syndrome.
------	---

基因ID	959
基因名	CD40LG
Swiss	P29965 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P29965/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P29965/entry</a> )
别名	CD40L (YD34095),CD40L (YD34095) Rabbit mAb,CD40LG,T-cell antigen Gp39,TNF-related activation protein,Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5,CD40L,TNFSF5,TRAP

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)