

— ABLYBIO, Help Your Research



# IgM (YD16220) Rabbit mAb

货号: **AYD16700**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji
细胞定位	Secreted, Cell membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Immunoglobulins (Ig) are the antigen recognition molecules of B cells. An Ig molecule is made up of 2 identical heavy chains and 2 identical light chains joined by disulfide bonds so that each heavy chain is linked to a light chain and the 2 heavy chains are linked together. Each Ig heavy chain has an N-terminal variable (V) region containing the antigen-binding site and a C-terminal constant (C) region, encoded by an individual C region gene, that determines the isotype of the antibody and provides effector or signaling functions. The heavy chain V region is encoded by 1 each of 3 types of genes: V genes, joining (J) genes, and diversity (D) genes. The C region genes are clustered downstream of the V region genes within the heavy chain locus on chromosome 14. The IGHM gene encodes the C region of the mu heavy chain, which defines the IgM isotype. Naive B cells express the transmembrane forms of IgM and IgD on their surface. During an antibody response, activated B cells can switch to the expression of individual downstream heavy chain C region genes by a process of somatic recombination known as isotype switching. In addition, secreted Ig forms that act as antibodies can be produced by alternative RNA processing of the heavy chain C region sequences. Although the membrane forms of all Ig isotypes are monomeric, secreted IgM forms pentamers, and occasionally hexamers, in plasma.
基因ID	3507
基因名	IGHM
Swiss	P01871 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01871/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01871/entry</a> )
别名	IgM (YD16220),IgM (YD16220) Rabbit mAb,IGHM,Ig mu chain C region,Ig mu chain C region BOT,Ig mu chain C region GAL,Ig mu chain C region OU

## 产品验证

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)