

# Phospho-PDPK1 (Ser396) (YD31441) Rabbit mAb

货号: **AYD16709**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	63kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HCT116,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Cell membrane, Cell junction, focal adhesion
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	PDPK1 (3-phosphoinositide dependent protein kinase 1) is a protein-coding gene. GO annotations related to this gene include protein serine/threonine kinase activity and insulin receptor binding.
基因ID	5170
基因名	PDPK1
Swiss	O15530

别名	Phospho-PDPK1 (Ser396) (YD31441)
----	----------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)