

ICAM1 (YD16736) Rabbit mAb

货号: **AYD16716**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	Cell membrane
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes an integral membrane protein that binds leukocyte adhesion protein LFA-1. It participates in the innate immune response.
基因ID	15894
基因名	Icam1
Swiss	P13597
别名	ICAM1 (YD16736)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn