

— ABLYBIO, Help Your Research



IL13RA2 (YD32286) Rabbit mAb

货号: **AYD16719**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	44kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,A375,Rat uterus
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is closely related to IL13RA1, a subunit of the interleukin 13 receptor complex. This protein binds IL13 with high affinity, but lacks cytoplasmic domain, and does not appear to function as a signal mediator. It is reported to play a role in the internalization of IL13.
------	---

基因ID	3598
基因名	IL13RA2
Swiss	Q14627 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14627/entry)
别名	IL13RA2 (YD32286),IL13RA2 (YD32286) Rabbit mAb,IL13RA2,Interleukin-13-binding protein,IL13R

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)