

CLPTM1 (YD36294) Rabbit mAb

货号: **AYD16730**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P ICC/IF FC |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 76kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | Mouse kidney,Mouse brain,Rat brain |
| 细胞定位 | Membrane |
| 纯化 | |


抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|-------|--|
| 研究背景 | May play a role in T-cell development. |
| 基因ID | 1209 |
| 基因名 | CLPTM1 |
| Swiss | O96005 |
| 别名 | CLPTM1 (YD36294) |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn