

— ABLYBIO, Help Your Research



IP6K2 (YD35910) Rabbit mAb

货号: **AYD16746**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	49kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Converts inositol hexakisphosphate (InsP6) to diphosphoinositol pentakisphosphate (InsP7/PP-InsP5)
基因ID	51447

基因名	IP6K2
Swiss	Q9UHH9 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UHH9/entry)
别名	IP6K2 (YD35910),IP6K2 (YD35910) Rabbit mAb,IP6K2,P(i)-uptake stimulator,IHPK2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)