

— ABLYBIO, Help Your Research



5T4 (YD33164) Mouse mAb

货号: **AYD22053**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	FC
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May function as an inhibitor of Wnt/beta-catenin signaling by indirectly interacting with LRP6 and blocking Wnt3a-dependent LRP6 internalization
基因ID	21983

基因名	Tpbg
Swiss	Q9Z0L0 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Z0L0/entry)
别名	5T4 (YD33164),5T4 (YD33164) Mouse mAb,Tpbg,5T4 oncofetal trophoblast glycoprotein,Wnt-activated inhibitory factor 1,5t4

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)