

— ABLYBIO, Help Your Research



STAG1 (YD33188) Rat mAb

货号: **AYD22077**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	
理论分子量	144kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Chromosome, centromere
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Component of cohesin complex, a complex required for the cohesion of sister chromatids after DNA replication. The cohesin complex apparently forms a large proteinaceous ring within which sister chromatids can be trapped. At anaphase, the complex is cleaved and dissociates from chromatin, allowing sister chromatids to segregate. The cohesin complex may also play a role in spindle pole assembly during mitosis
------	--

基因ID	10274
基因名	STAG1
Swiss	Q8WVM7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8WVM7/entry)
别名	STAG1 (YD33188),STAG1 (YD33188) Rat mAb,STAG1,SCC3 homolog 1,Stromal antigen 1,SA1,SCC3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)