

Transferrin Receptor (YD35257) Mouse mAb

货号: AYD24146

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	85kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,PC-3
细胞定位	Cell membrane, Melanosome, Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cell surface receptor necessary for cellular iron uptake by the process of receptor-mediated endocytosis. This receptor is required for erythropoiesis and neurologic development. Multiple alternatively spliced variants have been identified.
基因ID	7037
基因名	TFRC
Swiss	P02786
别名	Transferrin Receptor (YD35257)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn