

— ABLYBIO, Help Your Research



beta Actin (YD36006) Mouse mAb

货号: **AYD24895**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,MCF7,A-431,NIH/3T3,C6,Mouse testis,Mouse kidney,Rat testis
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes one of six different actin proteins. Actins are highly conserved proteins that are involved in cell motility, structure, and integrity. This actin is a major constituent of the contractile apparatus and one of the two nonmuscle cytoskeletal actins.
------	--

基因ID	60
基因名	ACTB
Swiss	P60709 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P60709/entry)
别名	beta Actin (YD36006),beta Actin (YD36006) Mouse mAb,ACTB,Beta-actin

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)