

# beta Actin (YD36006) Mouse mAb

货号: **AYD24895**

## 产品信息

反应	Human, Mouse, Rat, Chicken, Pig, Zebrafish, Cow, Dog
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,MCF7,A-431,NIH/3T3,C6,Mouse testis,Mouse kidney,Rat testis
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, Nucleus
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes one of six different actin proteins. Actins are highly conserved proteins that are involved in cell motility, structure, and integrity. This actin is a major constituent of the contractile apparatus and one of the two nonmuscle cytoskeletal actins.
基因ID	60
基因名	ACTB
Swiss	P60709
别名	beta Actin (YD36006)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)