

# beta Tubulin (YD36007) Mouse mAb

货号: **AYD24896**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human, Mouse, Rat   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB  |
| 推荐浓度  |   |
| 理论分子量 | 50kDa   |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  | HeLa  |
| 细胞定位  | Cytoplasm, cytoskeleton   |
| 纯化    |   |

## 抗原信息

|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|       |  |
|-------|--|
| 研究背景  | This gene encodes a beta tubulin protein. This protein forms a dimer with alpha tubulin and acts as a structural component of microtubules. Mutations in this gene cause cortical dysplasia, complex, with other brain malformations 6. Alternative splicing results in multiple splice variants. There are multiple pseudogenes for this gene on chromosomes 1, 6, 7, 8, 9, and 13. |
| 基因ID  | 203068   |
| 基因名   | TUBB   |
| Swiss | P07437   |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 别名 | beta Tubulin (YD36007) |
|----|------------------------|

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)