

— ABLYBIO, Help Your Research



Human EpCAM ELISA Kit

货号: **AYKT10104**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	ELISA
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Lateral cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	4072

基因名	EPCAM
Swiss	P16422 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P16422/entry)
别名	Human EpCAM ELISA Kit,EPCAM,Adenocarcinoma-associated antigen,Cell surface glycoprotein Trop-1,Epithelial cell surface antigen,Epithelial glycoprotein,Epithelial glycoprotein 314,KS 1/4 antigen,KSA,Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)