

— ABLYBIO, Help Your Research



Human TNF- α ELISA Kit

货号: **AYKT10113**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	ELISA
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, [Tumor necrosis factor, membrane form]: Membrane, soluble form]: Secreted, [C-domain 1]: Secreted, [C-domain 2]: Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	7124

基因名	TNF
Swiss	P01375 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01375/entry)
别名	Human TNF- α ELISA Kit,TNF,Cachectin,TNF-alpha,Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2,N-terminal fragment,TNFA,TNFSF2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)