

# Human AKR1B10 ELISA Kit

货号: **AYKT10114**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	ELISA
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Lysosome . Secreted
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	57016
基因名	AKR1B10
Swiss	O60218
别名	Human AKR1B10 ELISA Kit

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)