

— ABLYBIO, Help Your Research



Human IL8 ELISA Kit

货号: **AYKT10117**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	ELISA
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3576

基因名	CXCL8
Swiss	P10145 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10145/entry)
别名	Human IL8 ELISA Kit,CXCL8,C-X-C motif chemokine 8,Chemokine (C-X-C motif) ligand 8,Emoctakin,Granulocyte chemotactic protein 1,Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor,Monocyte-derived neutrophil-activating peptide,Neutrophil-activating protein 1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)