

Human IL1 β ELISA Kit

货号: **AYKT10118**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	ELISA
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytosol
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3553
基因名	IL1B
Swiss	P01584
别名	Human IL1 β ELISA Kit

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn