

— ABLYBIO, Help Your Research



# Human SNCA ELISA Kit

货号: **AYKT10119**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	ELISA
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	6622

基因名	SNCA
Swiss	P37840 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P37840/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P37840/entry</a> )
别名	Human SNCA ELISA Kit,SNCA,Non-A beta component of AD amyloid,Non-A4 component of amyloid precursor,NACP,PARK1

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)