

# RHOB Rabbit mAb

货号: **AYM2006**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">IF/ICC</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	22kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SK-BR-3,HeLa,mouse brain,mouse kidney,rat brain,rat lung
细胞定位	Cell membrane,Cleavage furrow,Late endosome membrane,Lipid-anchor,Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RHOB.
------	--

## 靶点信息

研究背景	RHOB (ras homolog family member B) is a protein-coding gene. GO annotations related to this gene include GDP binding and GTP binding. An important paralog of this gene is RND1.
基因ID	388
基因名	RHOB
Swiss	P62745

别名	RHOB;ARH6;ARHB;MST081;MSTP081;RHOH6
----	-------------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)