

— ABLYBIO, Help Your Research



MUC5B Rabbit mAb

货号: **AYM2036**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	596kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MUC5B.
------	---

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	MUC5B
Swiss	Q9HC84
别名	MUC5B,MUC5B Rabbit mAb,Cervical mucin,High molecular weight salivary mucin MG1,Mucin-5 subtype B, tracheobronchial,Sublingual gland mucin,MUC5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)