

Phospho-LAT (Y191) Rabbit mAb

货号: **AYM28432**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	43kDa/45kDa
实测分子量	38kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,SW480,LO2,Mouse lung,Rat skeletal muscle
细胞定位	Cell membrane,Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Phospho-LAT (Y191).
序列	MSHIQIPPGLTELLQGTYVEVLRQQPPDLVEFAVEYFTRLREARAPASVLPAAATPRQSLGHPPPEPGPDRVADAKGDSESEE DEDLEVPVPSRFNRRVSVCAETYNPDEEEEDTDPRIHPKTDEQRCRLQEACKDILLFKNLDQEQLSQVLDAMFERIVKAD EHVIDQGDDGDNFYVIERGTYDILVTKDNQTRSVGQYDNRGSFGELALMYNTPRAATIVATSEGLWGLDRVTFRRIVKN NAKKRKMFEFIESVPLLKSLEVSRMKIVDVIGEKIYKDGRIITQGEKADSFYIIESGEVSILIRSRTKSNKDGGNQEVEIAR CHKGQYFGELALVTNKPRAASAYAVGDVKCLVMDVQAFERLLGPCMDIMKRNISHYEEQLVKMFGSSVDLGNLGG

靶点信息

研究背景	cAMP is a signaling molecule important for a variety of cellular functions. cAMP exerts its effects by activating the cAMP-dependent protein kinase, which transduces the signal through phosphorylation of different target proteins. The inactive kinase holoenzyme is a tetramer composed of two regulatory and two catalytic subunits. cAMP causes the dissociation of the inactive holoenzyme into a dimer of regulatory subunits bound to four cAMP and two free monomeric catalytic subunits. Four different regulatory subunits and three catalytic subunits have been identified in humans. The protein encoded by this gene is one of the regulatory subunits. This subunit can be phosphorylated by the activated catalytic subunit. It may interact with various A-kinase anchoring proteins and determine the subcellular localization of cAMP-dependent protein kinase. This subunit has been shown to regulate protein transport from endosomes to the Golgi apparatus and further to the endoplasmic reticulum (ER).
基因ID	5576
基因名	PRKAR2A
Swiss	P13861
别名	PRKAR2A;PKR2;PRKAR2

产品验证



Western blot analysis of Phospho-LAT (Y191) expressed in Mouse lung, Rat skeletal muscle, HeLa using Phospho-LAT (Y191) Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn