

C10orf63 Rabbit mAb

货号: **AYM28442**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human C10orf63.
序列	

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	Q8TC29
别名	

产品验证



Western blot analysis of C10orf63 expressed in human esophagus cancer, mouse heart using C10orf63 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30 ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 12 0s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn