

— ABLYBIO, Help Your Research



# HOXB9 Rabbit mAb

货号: **AYM28614**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC IP
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>ICC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IP:</b> 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	28kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human HOXB9.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	HOXB9
Swiss	P17482
别名	HOXB9,HOXB9 Rabbit mAb,Homeobox protein Hox-2.5,Homeobox protein Hox-2E,HOX2E

## 产品验证



Western blot analysis of HOXB9 expressed in human breast cancer using HOXB9 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)