

# IL23 Rabbit mAb

货号: **AYM28634**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB  |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000   |
| 理论分子量 |   |
| 实测分子量 | 21kDa   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  |   |
| 细胞定位  |   |
| 纯化    | Affinity purification   |


## 抗原信息

|      |   |
|------|---|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein corresponding to Human IL23. |
| 序列   |   |

## 靶点信息

|       |        |
|-------|--------|
| 研究背景  |        |
| 基因ID  |        |
| 基因名   |        |
| Swiss | Q9NPF7 |
| 别名    |        |

## 产品验证



Western blot analysis of IL23 expressed in CACO2 using IL23 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)