

Nestin Rabbit mAb

货号: **AYM28709**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC IF/ICC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	177kDa
实测分子量	150KDa/177KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Neuro-2a
细胞定位	cytoplasm,intermediate filament cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Nestin.
序列	GMEDAGPGADIIGVNGQGNLEGKSQHVNGGVMNGLEQSEEVGQGMPLVSEGDRGSPFQEEEGSALKTSWAGAPVH LGQQFLKFTQREGDRESWSSGED

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the intermediate filament protein family and is expressed primarily in nerve cells.
基因ID	10763
基因名	NES

Swiss	P48681
别名	NES;Nbla00170;nestin;Nestin

产品验证



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney, using Nestin Antibody.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn