

# Nestin Rabbit mAb

货号: **AYM28709**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC IF/ICC
推荐浓度	<b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	177kDa
实测分子量	150KDa/177KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Neuro-2a
细胞定位	cytoplasm,intermediate filament cytoskeleton
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Nestin.
------	---


## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the intermediate filament protein family and is expressed primarily in nerve cells.
基因ID	10763
基因名	NES
Swiss	P48681

别名	Nestin
----	--------

## 产品验证

---



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney, using Nestin Antibody.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)