

— ABLYBIO, Help Your Research



RBMXL2 Rabbit mAb

货号: **AYM28866**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	42kDa
实测分子量	43kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human RBMXL2.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the HNRPG subfamily of ubiquitously expressed heterogeneous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs). The hnRNPs are RNA binding proteins and they complex with heterogeneous nuclear RNA (hnRNA). These proteins are associated with pre-mRNAs in the nucleus and appear to influence pre-mRNA processing and other aspects of mRNA metabolism and transport. While all of the hnRNPs are present in the nucleus, some seem to shuttle between the nucleus and the cytoplasm. The hnRNP proteins have distinct nucleic acid binding properties. The protein encoded by this gene has two RRM domains that bind RNAs. This gene is intronless and is thought to be derived from a processed retroposon. However, unlike many retroposon-derived genes, this gene is not a pseudogene. The encoded protein has similarity to HNRPG and RBMY proteins and it is suggested to replace HNRPG protein function during meiotic prophase or act as a germ cell-specific splicing regulator. It primarily localizes to the nuclei of meiotic spermatocytes. This gene is a candidate for autosomal male infertility.
基因ID	27288
基因名	RBMXL2
Swiss	O75526 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75526/entry)
别名	RBMXL2,RBMXL2 Rabbit mAb,Testis-specific heterogeneous nuclear ribonucleoprotein G-T,HNRNPGT

产品验证



Western blot analysis of RBMXL2 expressed in human esophagus cancer, mouse kidney, rat lung using RBMXL2 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)