

PFKFB3 Rabbit mAb

货号: **AYM28869**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	57kDa/58kDa/59kDa/60kDa
实测分子量	60kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HCT116,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	cytosol,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human PFKFB3.
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to a family of bifunctional proteins that are involved in both the synthesis and degradation of fructose-2,6-bisphosphate, a regulatory molecule that controls glycolysis in eukaryotes. The encoded protein has a 6-phosphofructo-2-kinase activity that catalyzes the synthesis of fructose-2,6-bisphosphate (F2,6BP), and a fructose-2,6-bisphosphatase activity that catalyzes the degradation of F2,6BP. This protein is required for cell cycle progression and prevention of apoptosis. It functions as a regulator of cyclin-dependent kinase 1, linking glucose metabolism to cell proliferation and survival in tumor cells. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
------	--

基因ID	5209
基因名	PFKFB3
Swiss	Q16875
别名	PFKFB3

产品验证



Western blot analysis of PFKFB3 expressed in Mouse brain,Rat brain,HeLa using PFKFB3 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn