

GRIK2 Rabbit mAb

货号: **AYM29019**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	103kDa
实测分子量	103kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,293T
细胞定位	Cell junction,Cell membrane,Multi-pass membrane protein,postsynaptic cell membrane,synapse
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human GRIK2.
序列	MGAEELAFRFAVNTINRNRTLLPNTTLTYDTQKINLYDSFEASKKACDQLSLGVAAIFGPSHSSSANAVQSICNALGVPHIQ TRWKHQVSDNKDSFYVSLY

靶点信息

研究背景	Glutamate receptors are the predominant excitatory neurotransmitter receptors in the mammalian brain and are activated in a variety of normal neurophysiologic processes. This gene product belongs to the kainate family of glutamate receptors, which are composed of four subunits and function as ligand-activated ion channels. The subunit encoded by this gene is subject to RNA editing at multiple sites within the first and second transmembrane domains, which is thought to alter the structure and function of the receptor complex. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have also been described for this gene. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive mental retardation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
基因ID	2898
基因名	GRIK2
Swiss	Q13002
别名	EAA4; GLR6; GLUK6; GLUR6; GluK2; MRT6

产品验证



Western blot analysis of GRIK2 expressed in Mouse brain, 293T using GRIK2 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn