

MUC5B

货号: **AYM29102**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	596kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human MUC5B.
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	MUC5B
Swiss	Q9HC84
别名	MUC5B,Cervical mucin,High molecular weight salivary mucin MG1,Mucin-5 subtype B,tracheobronchial,Su blingual gland mucin,MUC5

产品验证



Western blot analysis of MUC5B expressed in human liver cancer using MUC5B at 1:1000. Secondary anti body: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)