

— ABLYBIO, Help Your Research



Zyxin Rabbit mAb

货号: **AYM29124**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	45kDa/61kDa
实测分子量	78kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cell junction,Cytoplasm,Nucleus,cytoskeleton,focal adhesion
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human Zyxin.
------	--

靶点信息

研究背景	Focal adhesions are actin-rich structures that enable cells to adhere to the extracellular matrix and at which protein complexes involved in signal transduction assemble. Zyxin is a zinc-binding phosphoprotein that concentrates at focal adhesions and along the actin cytoskeleton. Zyxin has an N-terminal proline-rich domain and three LIM domains in its C-terminal half. The proline-rich domain may interact with SH3 domains of proteins involved in signal transduction pathways while the LIM domains are likely involved in protein-protein binding. Zyxin may function as a messenger in the signal transduction pathway that mediates adhesion-stimulated changes in gene expression and may modulate the cytoskeletal organization of actin bundles. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same isoform.
基因ID	7791
基因名	ZYX
Swiss	Q15942 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15942/entry)
别名	Zyxin,Zyxin Rabbit mAb,ZYX,Zyxin-2

产品验证



Western blot analysis of Zyxin expressed in HeLa using Zyxin Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)