

— ABLYBIO, Help Your Research



RYK Rabbit mAb

货号: **AYM29280**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC IP FC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50 FC: 1:20 - 1:50
理论分子量	
实测分子量	72kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane ; Single-pass type I
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human RYK.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	6259
基因名	RYK
Swiss	P34925 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P34925/entry)
别名	RYK,RYK Rabbit mAb,JTK5A

产品验证



Western blot analysis of RYK expressed in human esophagus cancer using RYK Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)