

# CRMP4 Rabbit mAb

货号: **AYM29318**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC IP
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IP:</b> 1:20 - 1:50
理论分子量	61kDa/73kDa
实测分子量	62kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell projection,Cytoplasm,growth cone
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human CRMP4.
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	1809
基因名	DPYSL3
Swiss	Q14195

别名	CRMP4
----	-------

## 产品验证



Western blot analysis of CRMP4 expressed in Mouse brain,Rat brain using CRMP4 Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)