

— ABLYBIO, Help Your Research



TGF beta Receptor II Rabbit mAb

货号: **AYM29333**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	64kDa/67kDa
实测分子量	80kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein corresponding to Human TGF beta Receptor II.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the Ser/Thr protein kinase family and the TGFβ receptor subfamily. The encoded protein is a transmembrane protein that has a protein kinase domain, forms a heterodimeric complex with another receptor protein, and binds TGF-β. This receptor/ligand complex phosphorylates proteins, which then enter the nucleus and regulate the transcription of a subset of genes related to cell proliferation. Mutations in this gene have been associated with Marfan Syndrome, Loeys-Deitz Aortic Aneurysm Syndrome, and the development of various types of tumors. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008]
基因ID	7048
基因名	TGFBR2
Swiss	P37173 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P37173/entry)
别名	TGF beta Receptor II,TGF beta Receptor II Rabbit mAb,TGFBR2,TGF-beta type II receptor,Transforming growth factor-beta receptor type II

产品验证



Western blot analysis of TGF beta Receptor II expressed in HepG2 using TGF beta Receptor II Rabbit mAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)